

INFO-LABORATOIRE

Service de biochimie

29 octobre 2012

À tous les médecins,
À tout le personnel infirmier,
Aux chefs d'unités et de programmes,

Objet : Dosage de l'AMMONIAC plasmatique maintenant disponible au laboratoire

Docteur, Madame, Monsieur,

À compter de ce jour, les demandes de dosage de l'ammoniac plasmatique seront effectuées et disponibles en tout temps au laboratoire du CSSSRY.

Afin d'assurer une prise en charge et un dosage rapide du spécimen étant donné que l'ammoniac augmente rapidement et de façon significative après le prélèvement, il est essentiel de respecter les conditions préanalytiques suivantes :

- **Toujours aviser le laboratoire** avant le prélèvement au poste 4375 (jour) ou via le téléavertisseur du labo (soir ou nuit) en indiquant votre # de poste + le code 22
- Prélever idéalement sans garrot
- Utiliser un tube prérefroidi
- Envoyer immédiatement au laboratoire sur glace

Nous vous rappelons que cette **même procédure s'applique également** pour les demandes de lactate et de calcium ionisé.

Les informations suivantes ont été ajoutées au répertoire des analyses de laboratoire :

Analyse	Code	Supervision	Code informatique	Effectuée à	Matériel	Remarques
Ammoniac (NH ₃) (plasma)	30029	bio	NH36	CSSSRY	1 tube lavande avec anneau noir - 4 ml - EDTA K2 prérefroidi	Pour les demandes de l'interne : Aviser le laboratoire 15 minutes avant le prélèvement (jour : poste 4375; soir et nuit : téléavertisseur du labo en indiquant votre # de poste + le code 22). Pour les demandes de l'externe : Analyse effectuée sur rendez-vous (450-771-3333 poste 3355) au centre de prélèvements de l'hôpital (HG-RC-240).

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.



D^{re} Marie Gingras, PhD, CSPQ, FCACB
Chef du service clinique de biochimie