



INFO-LABORATOIRE

Service d'hématologie

2011-09-15

À tout le personnel infirmier,

Objet : Rappel – Prélèvements pour les analyses de coagulation

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous un tableau précisant les conditions d'utilisation d'un tube sans additif (tube sec / bouchon blanc) avant le prélèvement d'un tube de citrate de sodium (tube bouchon bleu) selon l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec :

Utilisation	Conditions
Nécessaire	√ Pour l'analyse du temps de céphaline (PTT) lorsque le patient est traité à l'héparine. √ En tout temps pour toutes les analyses de coagulation autres que PT / PTT
Non nécessaire	√ Pour l'analyse du RNI / INR / temps de prothrombine (PT) et l'analyse du temps de céphaline (PTT) lorsque la ponction est franche.
Recommandée	√ Pour toutes les analyses de coagulation (incluant PT / PTT) lorsque vous utilisez un papillon afin de respecter le volume minimal requis de sang dans le tube bleu (flèche noire sur le tube).

N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.

Johanne Lussier
Chef des services de biologie médicale