

1) Analyses effectuées au centre de prélèvements de l'hôpital sur rendez-vous

ANALYSE	Journées					HEURE OU REMARQUES	JEÛNE
	L	M	M	J	V		
ACTH (hormone adrénocorticotropique)	✓	✓	✓	✓	✓		
Activation du complément	✓	✓	✓	✓	✓		
Agglutinines froides	✓	✓	✓	✓			
Aldostérone	✓	✓	✓	✓	✓		
Ammoniac	✓	✓	✓	✓	✓	Aviser le laboratoire (poste 4375) avant de faire le prélèvement.	
Anticorps tissulaires ou cellulaires (<i>Anticorps anti-érythrocytaires</i>)			✓			Avant 8 h	8 heures
Anti-héparine FP4 (<i>Anticorps anti-héparine-FP4, thrombopénie à l'Héparine (HPIA), anti-facteur plaquettes et héparine</i>)				✓	✓		
Calcitonine	✓	✓	✓	✓	✓		
CH100, CH 50	✓	✓	✓	✓	✓		8 heures
Complément hémolytique total (CH 100)	✓	✓	✓	✓	✓		8 heures
Cryofibrinogène				✓	✓		8 heures
Cryoglobulines				✓	✓		8 heures
Culture de cellules souches (<i>Recherche de Vaquez, culture de cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse via sang périphérique</i>)			✓			Avant 8 h	
Cytogénétique moléculaire pour diagnostic (FISH, CISH ou autres) (<i>Chromosome de Philadelphie, étude chromosome Philadelphie sur sang périphérique</i>)			✓			Avant 8 h	
Éosinophile urinaire			✓			7 h 30 Première urine complète du matin.	
Fragilité osmotique			✓			Avant 8 h	
Gastrine	✓	✓	✓	✓	✓		8 heures
Génotypage VIH			✓			Donner R.V. après 9 h	8 heures
Greffe de moelle (<i>Typage de HLA pour donneur potentiel de moelle</i>)		✓				Communiquer avec Pierrette Méthot au CLSC des Maskoutains	
Ham ou Crosby (<i>Épreuve de, Test de Ham ou Crosby, test de sucrose</i>)			✓			Avant 8 h	

ANALYSE	Journées					HEURE OU REMARQUES	JEÛNE
	L	M	M	J	V		
Helicobacter pylori (Détection par test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13) (Breath test, H. Pylori, test à l'urée, test au carbone 13 (C13), test au carbone 14 (C14), test respiratoire).	✓	✓	✓	✓	✓	Avant le test : • Ne pas boire (pas d'eau!) ni manger pour une période de 3 heures. • Pas d'anti-acide ou de bloqueur des récepteurs H2* pour 1 semaine • Pas d'inhibiteur de pompe à proton* pour 2 semaines. • Pas d'antibiotique* ni de Pepto-Bismol pour 4 semaines. *Contacter votre pharmacien pour information sur la classification de votre médication.	** 3 heures
Hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH ou CD55-CD69 ou immunophénotype érythro-granulocytaire, hémoglobine paroxystique nocturne, recherche d'hémoglobinurie paroxystique nocturne)			✓			Avant 8 h Inscrire l'heure du prélèvement.	
Hémosidérine			✓			Avant 8 h Première urine complète du matin.	
HLA B 5701 (HLA B5701, HLA-B*5701, hypersensibilité à l'abacavir, sensibilité à l'abacavir)			✓			Avant 8h Prélever 1 tube EDTA et envoyer au labo immédiatement.	
Homocystéine totale	✓	✓	✓	✓	✓		8 heures
IGF-1 (Somatomédine C) (Insuline growth factor)	✓	✓	✓	✓	✓		
Jak-2 (Recherche de gène JAK-2 (Vaquez), (Demande de gène JAK-2, JAK-2)		✓	✓	✓*		*Avant 8 h	
Lactate (acide lactique)	✓	✓	✓	✓	✓	Seules les demandes en externes des microbiologistes (Dr Eymard, Dre Vibien, Dre Beaulieu) et des neurologues (Dr Bérubé, D ^{re} Phan et D ^{re} Kovizt-Lensch) sont acceptées.	
Lithium intra-érythrocytaire			✓			Avant 8 h	4 heures
Peptide C (de l'insuline)	✓	✓	✓	✓	✓		8 heures
Q-PCR (Analyse quantitative pour réarrangement Bcr-Abl)			✓			Avant 8 h	
Rénine	✓	✓	✓	✓	✓		
Signe du lacet	✓	✓	✓	✓	✓	Contactez le laboratoire poste 3575	
Spermogramme		✓				Maximum 10 post-vasectomie (diriger le patient au laboratoire). ----- Maximum 2 infertilité ou vaso-vasostomie ou recanalisation (diriger le patient au laboratoire).	
Stimulation au TRH						Contactez l'UMJ.	
Test à la sueur (Test de sudation, épreuve de sudation)			✓	✓	✓	Prévoir environ 1 heure pour la durée du test.	
Test de tropisme du VIH (génotypage du tropisme du VIH pour le corécepteur CCR5)	✓	✓	✓	✓	✓	Prélever 1 tube EDTA et envoyer au labo immédiatement.	

Particularités quant au jeûne :

- ▶ Si profil lipidique (cholestérol – triglycérides ou HDL-LDL) demandé en même temps qu'une analyse sur rendez-vous :
 1. Respecter un jeûne d'au moins 12 heures avant la prise de sang

**

- ▶ EXCEPTIONS :

Pour les temps de saignement (combiné à FSC – PT – PTT – Facteur Von Willebrand) faits en fin d'AM :

- Le jeûne n'est pas nécessaire.
- Ne pas avoir pris d'Aspirine dans les 10 jours qui précèdent le test.

Si d'autres analyses sont combinées avec ces tests :

- Veuillez vérifier avec une technologiste afin de s'assurer que le jeûne n'est pas requis.

- ▶ Boire de l'eau est permis en tout temps, sauf H. Pylori

2) Analyses de laboratoire disponibles aux CLSC sans rendez-vous :

<p>Lundi ou mardi seulement</p> <p>**ou mercredi avant 8 h 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alpha-Thalassémie (chaîne de globine alpha, mutation alpha-globine, alpha globine) ✓ Apolipoprotéine E (Apo E) (génotypage) (sang total) ✓ **Azathioprine (6-MMP, 6-MP, 6-TG) (Métabolites) (Imuran, Azathiopurine, Azathioprine, Azothiopurine, Azothioprine , NGMP, NGTG, Mercaptopurine) ✓ Charge virale EBV (Epstein-Barr virus) (Détection de l'EBV par PCR quantitatif) ✓ **Hémoglobine électrophorèse
<p>Lundi au mercredi seulement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bêta-hexosaminidase totale, A et B (sang total) ✓ Bêta-hexosaminidase A (dosage avec substrat sulfaté)
<p>Mardi seulement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bilan enzymatique érythrocytaire ✓ CD4 – CD8 (sans demande génotypage VIH) ✓ Cyclosporine → <i>si envoi ailleurs qu'au CHUM</i> ✓ HLA A29 ✓ HLA B5 ✓ HLA B51 ✓ HLA C06 ✓ HLA DQ2-DQ8 (maladie cœliaque) ✓ HLA DQB1 et DQA1 (narcolepsie) ✓ HLA DR ✓ HLA Étude de compatibilité pour donneur potentiel de moelle lors d'une greffe de moelle (Typage HLA, greffe de moelle) ✓ Sirolimus (sang total) (rapamune) → <i>si envoi ailleurs qu'au CHUM-ND</i> ✓ Tacrolimus FK506 → <i>si envoi ailleurs qu'au CHUM-ND</i> ✓ TPMT (thiopurine méthyl transférase) ✓ VIH charge virale (si combiné à CD4-CD8)
<p>Mardi ou mercredi seulement</p> <p>**mercredi avant 8 h</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ **Acétylcholinestérase (cholinestérase vraie, acétylcholinestérase érythrocytaire) ✓ Angelman (Syndrome de, analyse de méthylation de l'ADN) (sang total) ✓ Délétion du chromosome Y (microdélétions du chromosome Y, délétions Y, infertilité) ✓ FISH interphasique, FISH pour micromélétions, FISH pour subtélomères ✓ Hémochromatose (HFE, mutations H63D ou C282Y) ✓ Prader-Willi (Syndrome de, analyse de méthylation de l'ADN) (sang total)
<p>Mercredi seulement</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bilan LLC (bilan pour leucémie lymphoïde chronique) ✓ Bilan lymphocytaire ✓ Bilan SLP ✓ Caryotype ✓ Cellules NK ✓ HLA B27 ✓ Kappa-Lambda (cytométrie flux) ✓ Phénotype des blastes ✓ Whipple (maladie de, Tropheryma whipplei PCR)
<p>Avec diète spéciale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5-HIAA

3) Analyses de laboratoire disponibles aux CLSC avec rendez-vous :

Doit être fait dans la semaine où la pharmacie aura préparé la solution
<ul style="list-style-type: none">✓ Lactose (test ou épreuve de tolérance au lactose, intolérance au lactose) Consulter le répertoire des analyses de laboratoire et l'annexe 5.2. ✓ Xylose (test d'absorption au D-xylose) Consulter le répertoire des analyses de laboratoire.

4) Analyse de laboratoire disponible au CLSC des Maskoutains sur rendez-vous :

Mardi seulement
<ul style="list-style-type: none">✓ Greffe de moelle (Typage de HLA pour donneur potentiel de moelle).